



TEC VIR

Desinfectante multiusos de amplio espectro, listo para usar.
Elimina el 99,9% de gérmenes y virus encapsulados.

Incluido en la lista de productos virucidas autorizados en España por el Ministerio de Sanidad.

APLICACIONES

TEC VIR es un desinfectante, listo al uso, de aplicación en el ámbito público y privado, en la industria alimentaria y restauración colectiva, allí donde se requiere una máxima calidad higiénica (obradores, utensilios, bandejas y elementos de transporte de alimentos, superficies en estancias, cocina, aseos y baños, y todo tipo de superficies en lugares de pública concurrencia, incluido el mobiliario). Desinfectante para la limpieza y desinfección en una sola operación de superficies y utensilios fuertemente contaminados, por aplicación directa sobre las superficies mediante pulverización y extensión con paño o papel desechable.

CARACTERÍSTICAS

Autorizado por la DGSP para: uso ambiental y en industria alimentaria, con N° Reg.: 20-20/40-10640 y 20-20/40- 10640-HA. Desinfección de contacto.

Autorizado tanto para uso por personal profesional como para uso por el público en general. Desinfección de contacto: superficies.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 1L, 5L, 10L.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

Mantener en su envase original bien tapado, evitando temperaturas extremas y apartado de los rayos solares.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto puro por pulverización (a unos 20 cm) o inmersión, dejar actuar 5 minutos, y luego limpiar con un estropajo, paño o papel. También se puede diluir al 5-10% para limpiar superficies menos contaminadas, como suelos y azulejos. Para desinfección de contacto, usar el producto puro y respetar los tiempos de contacto.

Evitar su uso con materia orgánica, detergentes aniónicos, amoniacos, hipocloritos y metales como cromo, plomo, aluminio, estaño, y cinc. Aclarar bien las superficies que vayan a estar en contacto con alimentos antes de su uso.

EFICACIA

TEC VIR cumple con las normas UNE EN 13697 y UNE EN 14476 para la eficacia biocida.

Según UNE EN 13697, evalúa la actividad bactericida y fungicida en superficies no porosas, siendo efectivo contra *Salmonella enterica* y *Listeria monocytogenes* en condiciones sucias.

Según UNE EN 14476, es eficaz frente a Adenovirus tipo 5 y Norovirus murino, a una concentración del 97%, con 5 minutos de contacto a 20°C. Además, es efectivo contra virus con envoltura (como Coronavirus, VIH, Influenza A, Hepatitis, entre otros), también en superficies cercanas a enfermos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO

NO INGERIR. Mantener fuera del alcance de los niños.

Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes y ga-

fas de protección. Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo a la normativa vigente.